

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**dostawy wyrobów medycznych (w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku – powtórka II).**” **BZP/38/383-13/16.**

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop dla dorosłych, gdzie głowica wykonana została ze stali nierdzewnej, co jest parametrem zdecydowanie korzystniejszym dla Zamawiającego?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop, gdzie długość drenu razem z lirą wynosi ok. 71 cm? Jest to standardowa długość stetoskopów internistycznych.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji stetoskopu? Prawidłowa sterylizacja stetoskopu to trudne zadanie ze względu na brak możliwości prostego demontażu elementów. Producenci stetoskopów nie zalecają stosowania sterylizatorów. Sterylizatory termiczne są wykluczone z powodu elementów z tworzyw. Jeżeli to konieczne najpewniejszym rozwiązaniem jest użycie jałowego, jednorazowego sprzętu do dezynfekcji. Słuchawek lekarskich nie należy sterylizować, autoklawować ani zanurzać w żadnych płynach, koniecznie unikać kontaktu z rozpuszczalnikami oraz olejami. Dezynfekcję stetoskopu przeprowadzamy delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 8— **Stetoskop dla dorosłych.**

z zapisu:

„**Stetoskop dla dorosłych** wyposażony w dwustronną głowicę aluminiową, ze specjalną membraną Ø 44 mm zapewniającą doskonały odsłuch, ciepłe obwódki dzięki płaskiemu kształtowi, wykonana z miękkiego tworzywa zapewniają lepsze przyleganie do skóry, długość całkowita: 74 cm, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasową membraną, bezlateksowy. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.”

Na zapis:

„**Stetoskop dla dorosłych** wyposażony w dwustronną głowicę aluminiową **lub głowicą wykonaną ze stali nierdzewnej**, ze specjalną membraną Ø 44 mm zapewniającą doskonały odsłuch, ciepłe obwódki dzięki płaskiemu kształtowi, wykonana z miękkiego tworzywa zapewniają lepsze przyleganie do skóry, długość całkowita: 74 cm **lub długość drenu razem z lirą 71 cm**, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasową membraną, bezlateksowy. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. **Lub dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.**”

Pytanie nr 2 dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop neonatologiczny, gdzie głowica wykonana została ze stali nierdzewnej, co jest parametrem zdecydowanie korzystniejszym dla Zamawiającego ?

Czy Zamawiający dopuści stetoskop neonatologiczny o średnicy membrany 28 mm z ciepłą obwódką? Jest to standardowa średnica dla stetoskopów neonatologicznych.

Czy Zamawiający dopuści stetoskop neonatologiczny o średnicy lejka 22 mm z ciepłą obwódką? Jest to standardowa średnica dla stetoskopów neonatologicznych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop, gdzie długość drenu razem z lirą wynosi ok. 71 cm? Jest to standardowa długość stetoskopów.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji stetoskopu? Prawidłowa sterylizacja stetoskopu to trudne zadanie ze względu na brak możliwości prostego demontażu elementów. Producenci stetoskopów nie zalecają stosowania sterylizatorów. Sterylizatory termiczne są wykluczone z powodu elementów z tworzyw. Jeżeli to konieczne najpewniejszym rozwiązaniem jest użycie jałowego, jednorazowego sprzętu do dezynfekcji.

Słuchawek lekarskich nie należy sterylizować, autoklawować ani zanurzać w żadnych płynach, koniecznie unikać kontaktu z rozpuszczalnikami oraz olejami.

Dezynfekcje stetoskopu przeprowadzamy delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 9—
Stetoskop neonatologiczny

Z zapisu:

„**Stetoskop Neonatologiczny** z precyzyjną podwójną głowicą dla noworodków i niemowląt. Mała, precyzyjna, dwustronna głowica wykonana z aluminium dla noworodków i niemowląt, specjalna membrana o średnicy \varnothing 24 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią, lejek o średnicy \varnothing 17,5 mm, długość całkowita: 69 cm, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.”

Na zapis:

„**Stetoskop Neonatologiczny** z precyzyjną podwójną głowicą dla noworodków i niemowląt. Mała, precyzyjna, dwustronna głowica wykonana z aluminium **lub ze stali nierdzewnej** dla noworodków i niemowląt, specjalna membrana o średnicy \varnothing 24 mm **lub 28 mm**, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią **lub z ciepłą obwódką**, lejek o średnicy \varnothing 17,5 mm **lub 22 mm**, długość całkowita: 69 cm **lub długość drenu razem z lirą 71 cm**, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. **Lub dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.**”

Pytanie nr 3 dot. Pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop, gdzie długość drenu razem z lirą wynosi ok. 71 cm? Jest to standardowa długość stetoskopów.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji stetoskopu ? Prawidłowa sterylizacja stetoskopu to trudne zadanie ze względu na brak możliwości prostego demontażu elementów. Producenci stetoskopów nie zalecają stosowania sterylizatorów. Sterylizatory termiczne są wykluczone z powodu elementów z tworzyw. Jeżeli to konieczne najpewniejszym rozwiązaniem jest użycie jałowego, jednorazowego sprzętu do dezynfekcji. słuchawek lekarskich nie należy sterylizować, autoklawować ani zanurzać w żadnych płynach, koniecznie unikać kontaktu z rozpuszczalnikami oraz olejami. Dezynfekcje stetoskopu przeprowadzamy delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 10—
Stetoskop dla dzieci.

Z zapisu:

„Stetoskop dla dzieci z dwustronną głowicą dla niemowląt i dzieci. Lekka głowica wykonana ze stali nierdzewnej, specjalna membrana o średnicy Ø 32 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią, lejek o średnicy Ø 23,5 mm, długość całkowita: 69 cm, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.”

Na zapis:

„Stetoskop dla dzieci z dwustronną głowicą dla niemowląt i dzieci. Lekka głowica wykonana ze stali nierdzewnej, specjalna membrana o średnicy Ø 32 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią, lejek o średnicy Ø 23,5 mm, długość całkowita: 69 cm **lub długość drenu razem z lirą 71 cm**, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. **Lub dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.**”

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem



(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET 8 – Stetoskop dla dorosłych

L.p.	Nazwa towaru	Ilość sztuk	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*
1.	Stetoskop dla dorosłych wyposażony w dwustronną głowicę aluminiową lub głowicą wykonaną ze stali nierdzewnej, ze specjalną membraną Ø 44 mm zapewniającą doskonały odsłuch, ciepłe obwódki dzięki płaskiemu kształtowi, wykonana z miękkiego tworzywa zapewniają lepsze przyleganie do skóry, długość całkowita: 74 cm lub długość drenu razem z lirą 71 cm , w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasową membraną, bezlateksowy. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. Lub dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem nasączonym roztworem 70% alkoholu izopropylowego."	10						
RAZEM:								

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET 9 – Stetoskop neonatologiczny

L.p.	Nazwa towaru	Ilość sztuk	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*
1.	Stetoskop Neonatologiczny z precyzyjną podwójną głowicą dla noworodków i niemowląt. Mała, precyzyjna, dwustronna głowica wykonana z aluminium lub ze stali nierdzewnej dla noworodków i niemowląt, specjalna membrana o średnicy Ø 24 mm lub 28 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią lub z ciepłą obwódką, lejek o średnicy Ø 17,5 mm lub 22 mm, długość cakovita: 69 cm lub długość drenu razem z lirą 71 cm, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. Lub dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.”	10						
			RAZEM:					

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET 10– Stetoskop dla dzieci

L.p.	Nazwa towaru	Ilość sztuk	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu*
1.	Stetoskop dla dzieci z dwustronną głowicą dla niemowląt i dzieci. Lekka głowica wykonana ze stali nierdzewnej, specjalna membrana o średnicy Ø 32 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią, lejek o średnicy Ø 23,5 mm, długość całkowita: 69 cm <i>lub</i> długość drenu razem z lirą 71 cm, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. <i>Lub dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.</i>	10						
RAZEM:								

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, dnia 2016 r.

.....
*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*